



big ben<sup>®</sup>

Máxima precisión, para toda la vida.





## big ben® ROUND TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN

Ésta es la genuina calidad Riester con calibración para toda una vida a para la rutina diaria. Disponible como modelo de mesa, de pie y de barra (anestesia) con un surtido completo de brazaletes. (brazaletes de bolsa o desinfectables de una sola pieza „one piece cuffs“).



Tecnología de medición para toda la vida con resistencia a presiones de hasta un máximo de 600mmHg

- Tecnología de medición para toda la vida con resistencia a presiones de hasta un máximo de 600mmHg
- Escala de gran tamaño (Ø 147,2 mm o 145,5 mm) y excelente contraste para una lectura óptima; escala hasta 300 mm Hg
- Amplio cestillo en la parte posterior del aparato para tubos y brazaletes
- Pera de látex para inflar el brazalete
- Válvula de purga de aire sin desgaste, con regulación fina
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Membrana muy resistente al envejecimiento, de cobre-berilio especialmente endurecido, soporta presiones de hasta 600 mm Hg
- Mecanismo de precisión montado sobre un puente especial para garantizar una estabilidad absoluta del sistema de medición y el punto cero
- Sin fijación del punto cero
- Máxima tolerancia de error: +/- 3 mm Hg

## big ben DISEÑO DE PARED



Unión atornillada del tubo cromada, para cambiar rápidamente los brazaletes.

Referencias:

|  |         |             |
|--|---------|-------------|
| brazalete arrollable, adultos                          | redondo | No.1457     |
| brazalete con gancho, adultos                          | redondo | No.1458     |
| brazalete de velcro, adultos                           | redondo | No.1459     |
| brazalete de velcro, brazos gruesos                    | redondo | No.1459-123 |
| brazalete de velcro, niños                             | redondo | No.1459-130 |
| sólo manómetro, con soporte para pared, sin accesorios | redondo | No.1459-100 |

Para transformar en modelo para anestesia:  
abrazadera universal para fijación a una barra

No. 10384



Tubo en espiral extensible hasta 3 m.



Pera de látex con válvula de purga de precisión.



big ben®

DISEÑO DE SOBREMESA

IMPORT-VELEZ

AL SERVICIO DEL ARTE DE CURAR

## big ben® DISEÑO DE PIE



big ben® modelo de pie con base movable

- Altura ajustable de 90 cm a 140 cm
- Diámetro 53 cm
- Base movable, resistente, hecha de fibra de vidrio-plástico y cromo plateado
- Fácil de mover debido a los rodillos de dirección de baja fricción
- Canasta espaciosa al reverso (incluida) y canasta opcional adjunta al pie pequeña: L250 x A90 x A200 mm grande: L230 x A230 x A250 mm



Referencias:

|   |         |             |
|---|---------|-------------|
| brazalete arrollable, adultos                         | redondo | No.1466     |
| brazalete con gancho, adultos                         | redondo | No.1467     |
| brazalete de velcro, adultos                          | redondo | No.1468     |
| brazalete de velcro, brazos gruesos                   | redondo | No.1468-123 |
| brazalete de velcro, niños                            | redondo | No.1468-130 |
| sólo manómetro, sin pie, brazalete de velcro, adultos | redondo | No.1468-500 |

Un amplio surtido de brazaletes (brazaletes de bolsa o desinfectables de una sola pieza) están disponibles (Indique LF para libres de látex)

## big ben®

DISEÑO DE PIE

**IMPORT-VELEZ**  
AL SERVICIO DEL ARTE DE CURAR